

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 審核者：簡茂盛 | 飼育室環境微生物 監測記錄表 | 表單編號 | SOP-1-5-1 |
| 制定者：廖俊旺 | | 修訂版本 | A |
| 發行日期：102.8.30 | | 頁碼 | 1 |

檢驗者： 邱麗卿

審查者： 微生物檢驗室 陳德勳

| 採樣日期 | 飼育室號碼/設施 | 檢測方法 | 使用培養基 | 檢驗日期 | 結果 | 處理方式 | 備註 |
|---------|----------|------|------------|---------|----------|------|----|
| 1060208 | 103-1 | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 103-2 | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 104 D | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 104 架子 | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 104 F | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | moderate | | |
| 1060208 | 104 O | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 104 I | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 105 D | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 105 架子 | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | moderate | | |
| 1060208 | 105 F | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | moderate | | |
| 1060208 | 105 O | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 105 I | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 106 D | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 106 架子 | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | 清空 | | |
| 1060208 | 106 F | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | moderate | | |

1. 每個月採樣一次。
 2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。
 3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。
 4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。
- ** 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 審核者：簡茂盛 | 飼育室環境微生物 監測記錄表 | 表單編號 | SOP-1-5-1 |
| 制定者：廖俊旺 | | 修訂版本 | A |
| 發行日期：102.8.30 | | 頁碼 | 2 |

| 採樣日期 | 飼育室號碼/設施 | 檢測方法 | 使用培養基 | 檢驗日期 | 結果 | 處理方式 | 備註 |
|---------|----------|------|------------|---------|----------|------|----|
| 1060208 | 106 O | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 106 I | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 107 D | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 107 架子 | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 107 F | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | heavy | | |
| 1060208 | 107 O | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 107 I | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 108 O | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 108 I | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 走廊-1 | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 走廊-2 | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 走廊門把 | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 男更衣外 | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 男更衣內 | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 104 H | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 105 H | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |

1. 每個月採樣一次。
 2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。
 3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。
 4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。
- ** 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 審核者：簡茂盛 | 飼育室環境微生物 監測記錄表 | 表單編號 | SOP-1-5-1 |
| 制定者：廖俊旺 | | 修訂版本 | A |
| 發行日期：102.8.30 | | 頁碼 | 3 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------------|---------|----------|--|--|
| 1060208 | 204 O | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 204 I | 環境落菌 | Blood agar | 1060208 | < 10 CFU | | |
| 1060208 | 204D | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 204 架子 | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 204 F | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |
| 1060208 | 204 H | 棉棒拭子 | Blood agar | 1060208 | few | | |

1. 每個月採樣一次。

2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。

3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。

4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。

** 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。