

## 國立中與大學動物醫學研究中心 Research Center for Animal Medicini National Chung-Hsing Universit

審核者: 簡茂盛 制定者: 廖俊旺 發行日期: 102.8.30

## 水質微生物監測記錄表

表單	旦編號	SOP-1-5-2
修言	丁版本	A
頁	碼	1

檢驗者:

童郁淇

塞杏去

查者: 微生物陳德別

採樣	採樣位置	檢測	檢驗	結果	處理	備註
日期	(飼育室號碼)	方法	日期	(CFU/mL)	方式	角紅
1120629	瓶裝水 a	NIEA E204.55B	1120629	< 1	Sterilization	
1120629	瓶裝水 a	NIEA E204.55B	1120629	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120629	瓶裝水 b	NIEA E204.55B	1120629	< 1	Sterilization	
1120629	瓶裝水 b	NIEA E204.55B	1120629	< 1	Sterilization	Repeated experiment
1120629	瓶裝水 c	NIEA E204.55B	1120629	< 1	Sterilization	
1120629	瓶裝水 c	NIEA E204.55B	1120629	< 1	Sterilization	Repeated experiment

- 1. 一個月採樣1次。
- 2. 檢驗方法: 混合稀釋法 (NIEA E204.55B)。
- 3. 採樣位置請填入代號:(A)飼育室出口,(B)清潔水槽出口。
- 4. 採樣後置35℃培養培養,48 小時後觀察。
- 5. 總菌落數標準值為<100 CFU/mL。當最高稀釋倍數下培養基菌落數超過 300 顆 (colony fron unit) 造成計數困難時,則以「菌落太多無法計數」(too numerous to count; TNTC)表示。