



|               |                   |      |           |
|---------------|-------------------|------|-----------|
| 審核者：簡茂盛       | <b>水質微生物監測記錄表</b> | 表單編號 | SOP-1-5-2 |
| 制定者：廖俊旺       |                   | 修訂版本 | A         |
| 發行日期：102.8.30 |                   | 頁碼   | 1         |

檢驗者：童郁淇

審查者：微生物檢驗室 陳德勳

| 採樣日期    | 採樣位置<br>(飼育室號碼) | 檢測方法          | 檢驗日期    | 結果<br>(CFU/mL) | 處理方式          | 備註                  |
|---------|-----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------------|
| 1121023 | 瓶裝水 a           | NIEA E204.55B | 1121023 | < 1            | Sterilization |                     |
| 1121023 | 瓶裝水 a           | NIEA E204.55B | 1121023 | < 1            | Sterilization | Repeated experiment |
| 1121023 | 瓶裝水 b           | NIEA E204.55B | 1121023 | < 1            | Sterilization |                     |
| 1121023 | 瓶裝水 b           | NIEA E204.55B | 1121023 | < 1            | Sterilization | Repeated experiment |
| 1121023 | 瓶裝水 c           | NIEA E204.55B | 1121023 | < 1            | Sterilization |                     |
| 1121023 | 瓶裝水 c           | NIEA E204.55B | 1121023 | < 1            | Sterilization | Repeated experiment |

1. 一個月採樣 1 次。
2. 檢驗方法：混合稀釋法 (NIEA E204.55B)。
3. 採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。
4. 採樣後置 35°C 培養培養，48 小時後觀察。
5. 總菌落數標準值為 <100 CFU/mL。當最高稀釋倍數下培養基菌落數超過 300 顆 (colony from unit) 造成計數困難時，則以「菌落太多無法計數」(too numerous to count; TNTC) 表示。