



審核者：簡茂盛	飼育室環境微生物 監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者：田仔安

審查者：吳迎晨

採樣日期 ¹	採樣位置 ⁴ 飼育室號碼 /設施	檢測方法 ²	使用培養基	檢驗日期	結果 ³ (cfu/plate)	處理方式	備註
1130129	103-1	環境落菌	Blood agar	1130129	9		
1130129	103-2	環境落菌	Blood agar	1130129	8		
1130129	104 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	2		
1130129	104 S	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	104 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	104 O	環境落菌	Blood agar	1130129	0		
1130129	104 I	環境落菌	Blood agar	1130129	4		
1130129	104 H	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	105 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	20	清潔後複檢	
1130129	105 S	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	105 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	105 O	環境落菌	Blood agar	1130129	0		
1130129	105 I	環境落菌	Blood agar	1130129	0		
1130129	105 H	棉棒拭子	Blood agar	1130129	6		
1130129	106 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	106 S	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	106 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	106 O	環境落菌	Blood agar	1130129	0		
1130129	106 I	環境落菌	Blood agar	1130129	1		
1130129	107 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	107 S	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	107 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	107 O	環境落菌	Blood agar	1130129	0		
1130129	107 I	環境落菌	Blood agar	1130129	1		
1130129	108 O	環境落菌	Blood agar	1130129	1		
1130129	108 I	環境落菌	Blood agar	1130129	0		
1130129	204 O	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	204 I	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	204 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1		
1130129	204 S	棉棒拭子	Blood agar	1130129	52	清潔後複檢	
1130129	204 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	204 H	棉棒拭子	Blood agar	1130129	2		
1130129	205 O	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	205 I	棉棒拭子	Blood agar	1130129	3		
1130129	205 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	4		
1130129	205 S	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0		
1130129	205 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	82	清潔後複檢	

審核者：簡茂盛	飼育室環境微生物 監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	2

1130129	206 O	棉棒拭子	Blood agar	1130129	0	
1130129	206 I	棉棒拭子	Blood agar	1130129	3	
1130129	206 D	棉棒拭子	Blood agar	1130129	17	清潔後複檢
1130129	206 架子	棉棒拭子	Blood agar	1130129	>300	清潔後複檢
1130129	206 F	棉棒拭子	Blood agar	1130129	249	清潔後複檢
1130129	走廊-1	環境落菌	Blood agar	1130129	1	
1130129	走廊-2	環境落菌	Blood agar	1130129	0	
1130129	走廊門把	棉棒拭子	Blood agar	1130129	1	
1130129	男更衣外	環境落菌	Blood agar	1130129	19	清潔後複檢
1130129	男更衣內	環境落菌	Blood agar	1130129	9	
1130215	105 D	棉棒拭子	Blood agar	1130215	0	複檢合格
1130215	204 S	棉棒拭子	Blood agar	1130215	0	複檢合格
1130215	205 F	棉棒拭子	Blood agar	1130215	1	複檢合格
1130215	206 D	棉棒拭子	Blood agar	1130215	2	複檢合格
1130215	206 S	棉棒拭子	Blood agar	1130215	7	複檢合格
1130215	206 F	棉棒拭子	Blood agar	1130215	3	複檢合格
1130215	男更衣外	環境落菌	Blood agar	1130215	8	複檢合格

¹ 每個月採樣一次。

² 環境落菌 (settle plate): 使用 9 公分培養基開蓋曝露 60 分鐘完成採集。棉棒拭子：經無菌生理鹽水濕潤之普通棉棒採集 100 平方公分面積 (不規則物體須採集全部表面，門把採集使用一個棉棒連續塗抹內外兩個門把為一個檢測結果) 後接種平板培養基完成採集，培養基皆放置於 35±1℃ 培養 48 小時後計算其菌落形成單位 (cfu, colony-forming unit)。

³ 檢測合格標準為培養基生長菌落小於 10 個菌落形成單位 (< 10 cfu/plate)，不合格項目需重新清潔後重複檢查至合格為止。

⁴ 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)，備品架(S)。