

國立中興大學 動物醫學研究中心 Research Center for Animal Medicina National Chung-Hsing Universit

審核者:簡茂盛 制定者:廖俊旺 發行日期:102.8.30

水質微生物監測記錄表

表單級	編號	SOP-1-5-2
修訂片	仮本	A
頁	碼	1

檢驗者: 舞 # # 田仔

審查者: 動物醫學研究吳迎晨

採樣 日期 ¹	採樣位置 ³ 飼育室-樣品	检测方法2	合格標準 ⁴ (cfu/mL)	檢驗結果 ⁴ (cfu/mL)	處理方式	備註
1140708	104 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140708	107 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140708	204 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140708	205 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		
1140708	206 瓶裝水	NIEA E204.55B	< 100	0		

¹每個月採樣一次,所有樣本於採檢完畢後 1 小時內完成培養流程。

²檢測方法: NIEA E204.55B 水中總菌落數檢測方法一混合稀釋法。

³ 採樣位置代號: 瓶裝水 (備品架上滅菌過的飲用水)。

⁴總菌落數檢測定量極限為1cfu/mL,總菌落數檢測合格標準為<100cfu/mL,不合格項目需重新整備後重複檢查至合格為止。</p>