



審核者：簡茂盛 制定者：廖俊旺 發行日期：102.8.30	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
		修訂版本	A
		頁碼	1

檢驗者： 鄭亞竹
 審查者： 陳德勳
 (微生物檢驗室)

採樣日期	採樣位置 (飼育室號碼)	檢測方法	檢驗日期	結果 (CFU/mL)	處理方式	備註
1080828	104A	混合稀釋法	1080725	< 1 CFU		
1080828	105A	混合稀釋法	1080725	< 1 CFU		
1080828	106A	混合稀釋法	1080725	< 1 CFU		
1080828	107A	混合稀釋法	1080725	< 1 CFU		
1080828	2F-B	混合稀釋法	1080725	< 1 CFU		
1080828	1F-B	混合稀釋法	1080725	< 1 CFU		

- 1.定期採樣 1 次。
- 2.每一採樣位置採 1 個樣品。
- 3.採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。
- 4.採樣後置 35°C 培養培養，48 小時後觀察。
- 5.總菌落數標準值為 <100 CFU/mL。當菌落太多造成計數困難時，則以「菌落太多無法計數」(Too numerous to count; TNTC) 表示。